




## SECURITY FIXING KIT

**Tools Required:**  **10 mm spanner (supplied\*)**  
 \*in Security Fixing Kit



1. Fit the angled bar **(B)** onto the foot, screw the nut **(C)** tightly against it.

2. Refit the feet to the step ensuring the nut **(A)** is tight against the Step, or base of the Extending Leg (if using).

Please read these instructions, along with the instructions on the reverse.

- EN** THE ANGLED BARS (B) SHOULD BE FITTED TO DIAGONALLY OPPOSITE CORNERS. AT LEAST 15 MM OF THREAD MUST REMAIN INSIDE THE ADJUSTING LEG FOR SAFE USE.
- FR** LES BARRES INCLINÉES (B) DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES DANS LES COINS OPPOSÉS EN DIAGONALE. UN FILETAGE D'AU MOINS 15 MM DOIT RESTER À L'INTÉRIEUR DU PIED DE RÉGLAGE POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ.
- DE** DIE ABGEWINKELTEN STANGEN (B) SOLLTEN AN DIAGONAL GEGENÜBERLIEGENDEN ECKEN ANGEBRACHT WERDEN. ZUR SICHEREN VERWENDUNG MÜSSEN MINDESTENS 15 MM GEWINDE IM STELLBEIN BLEIBEN.
- ES** LAS BARRAS EN ÁNGULO (B) DEBEN INSTALARSE EN ESQUINAS DIAGONALMENTE OPUESTAS. AL MENOS 15 MM DE HILO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA PATA DE AJUSTE PARA UN USO SEGURO.
- NL** DE SCHUINE STAVEN (B) MOETEN IN DIAGONAAL TEGENOVERLIGGENDE HOEKEN WORDEN GEPLAATST. ER MOET TEN MINSTE 15 MM DRAAD IN HET STELBEEN BLIJVEN VOOR VEILIG GEBRUIK.
- PT** AS BARRAS INCLINADAS (B) DEVEM SER ENCAIXADAS NOS CANTOS DIAGONALMENTE OPOSTOS. PELO MENOS 15 MM DE FIO DEVEM PERMANECER DENTRO DA PERNA DE AJUSTE PARA USO SEGURO.
- DK** DE VINKLEDE STÆNGER (B) SKAL MONTERES PÅ DIAGONALT MODSATTE HJØRNER. MINDST 15 MM TRÅD SKAL FORBLIVE INDE I JUSTERINGSBENET FOR SIKKER BRUG.
- EL** ΟΙ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ (B) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ.



### PH 5 - 9

- EN** WIPE DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER.
- FR** ESSUYEZ AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE.
- DE** MIT EINEM NICHT SCHEUERNDEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN.
- ES** LÍMPIELO CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA CON JABÓN.
- NL** AFNEMEN MET EEN NIET-SCHURENDE DOEK EN ZEEPACHTIG WATER.
- PT** RETIRAR COM PANO NÃO ABRASIVO E ÁGUA COM SABÃO.
- DK** AFTØRRES MED EN IKKE-SLIBENDE KLUD OG SÆBEVAND.
- EL** ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΟΝΕΡΟ.

**CLEANING INSTRUCTIONS**  
**REINIGUNGSANWEISUNGEN**  
**SCHOONMAAK INSTRUCTIES**  
**RENGØRINGSINSTRUKTIONER**

**INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE**  
**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**  
**INSTRUÇÕES DE LIMPEZA**  
**ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**



# BIG FOOT® HALF STEP HANDLE

Welcome to your new Gordon Ellis product.  
 We hope that it proves a useful aid in your daily life.



**SEE INSIDE AND REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS**  
 AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES:  
 EN FR DE ES NL PT DK EL



**HANDLES FOR SUPPORT ONLY.**    **POIGNÉES POUR LE SOUTIEN SEULEMENT.**  
**GRIFFE NUR ZUR UNTERSTÜTZUNG.**    **ASAS SOLO PARA APOYO.**  
**HANDGREPEN ALLEEN TER ONDERSTEUNING.**    **ALÇAS APENAS PARA SUPORTE.**  
**KUN TIL STØTTE.**    **ΛΑΒΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.**



**EN** ONLY TO BE USED WITH THE BIG FOOT HALF STEP (66111) - PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS ALONG WITH THE STEP INSTRUCTIONS BEFORE USE.

**FR** À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LA SEMI-MARCHE GRAND PIED (66111) - VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AINSI QUE LES INSTRUCTIONS DE L'ÉTAPE AVANT UTILISATION.

**DE** NUR MIT DEM BIG FOOT HALF STEP (66111) VERWENDEN - BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN ZUSAMMEN MIT DEN SCHRITTANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH.

**ES** SÓLO PARA SER UTILIZADO CON EL PIE GRANDE MEDIO PASO (66111) - LEA ESTAS INSTRUCCIONES JUNTO CON LAS INSTRUCCIONES PASO ANTES DE USAR.


**NL** ALLEEN TE GEBRUIKEN MET DE GROTE VOET HALVE STAP (66111) - LEES VOOR GEBRUIK DEZE INSTRUCTIES SAMEN MET DE STAPINSTRUCTIES.

**PT** PARA SER USADO SOMENTE COM O MEIO PASSO (66111) - LEIA ESTAS INSTRUÇÕES JUNTO COM AS INSTRUÇÕES DO PASSO ANTES DE USAR.

**DK** KUN BRUGES MED DET STORE FODHALVTRIN (66111) - LÆS DISSE INSTRUKTIONER SAMMEN MED TRININSTRUKTIONERNE INDEN BRUG.

**EL** ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ (66111) - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Your **BIG FOOT HALF STEP HANDLE** was specifically developed by our UK Design Team with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.



MADE IN CHINA



PART REF | 66115  
 IFU-REF | 66115/1020-2

**GORDON ELLIS & CO.**  
 TRENT LANE  
 CASTLE DONINGTON  
 DERBY. ENGLAND DE74 2AT








# SUPPORT HANDLE

Tools Required:



4 mm Hex Key (supplied)



INSTRUCTIONS FOR USE

MODE D'EMPLOI

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCCIONES DE USO

GEBRUIKSAANWIJZING

INSTRUÇÕES DE USO

BRUGSANVISNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**EN** THE SUPPORT HANDLE IS DESIGNED TO ASSIST PEOPLE WHO ARE UNSTEADY ON THEIR FEET TO ACHIEVE A MORE SECURE TRANSFER USING THE STEP. IF REQUIRED A SUPPORT HANDLE CAN BE FITTED TO BOTH SIDES OF THE STEP. IT IS TO BE USED ONLY WHEN FITTED TO A BIGFOOT HALF STEP. INSTALL THE SECURITY FIXING KIT; DO NOT USE THE SUPPORT HANDLE WITHOUT INSTALLING THE SECURITY FIXING KIT. PLEASE REFER TO THE INSTALLATION GUIDE SHOWN BELOW. 1. TO FIT; REMOVE THE TWO COVERS AT THE SIDE OF THE STEP, UNSCREW TWO BOLTS FROM THE BASE OF HANDLE, INSERT INTO OPENINGS, RE-FIT SCREWS. 2. BEFORE USE CHECK THE STEP IS SECURE. 3. TREAD CENTRALLY ONTO THE STEP SURFACE AVOIDING STEPPING ON TO THE CORNERS OR ALONG THE EDGES OF THE STEP, DO NOT LEAN BACKWARDS AS THIS IS LESS STABLE FOR THE USER. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE OWNER/ USER TO CARRY OUT AN INITIAL AND REGULAR LOCAL RISK ASSESSMENTS. CHECK STABILITY BEFORE USE. PERIODICALLY CHECK ALL FIXINGS FOR TIGHTNESS. CHILD AND TODDLER USE UNDER SUPERVISION ONLY. HANDLES ARE FOR SUPPORT ONLY AND ARE NOT LOAD BEARING TO THE SAME WEIGHT AS THE STEP.

**FR** LA POIGNEE DE SOUTIEN EST CONÇU POUR AIDER LES GENS QUI SONT INSTABLES SUR LEURS PIEDS POUR OBTENIR UN TRANSFERT PLUS SUR EN UTILISANT L'ETAPE. LE CAS ECHEANT D'UNE POIGNEE D'APPUI PEUT ETRE MONTE SUR LES DEUX COTES DE L'ETAPE. IL DOIT ETRE UTILISE QUE LORSQU'IL EST MONTE SUR UN DEMI-PRIMA. INSTALLEZ LE KIT DE FIXATION DE SECURITE, NE PAS UTILISER LA POIGNEE DE SOUTIEN SANS AVOIR A INSTALLER LE KIT DE FIXATION DE SECURITE. S'IL VOUS PLAIT SE REFERER AU GUIDE D'INSTALLATION CI-DESSOUS. 1. POUR S'ADAPTER; RETIREZ LES DEUX COUVERCLES SUR LE CÔTÉ DE LA MARCHÉ, DÉVISSEZ LES DEUX BOULONS DE LA BASE DE LA POIGNÉE, INSÉREZ-LES DANS LES OUVERTURES, REVISSEZ LES VIS. 2. AVANT L'UTILISATION VÉRIFIEZ L'ETAPE EST SECURISEE. 3. LA BANDE DE ROULEMENT CENTRALE SUR LA SURFACE EN EVITANT L'ETAPE DE MONTER SUR LES COINS OU LE LONG DES BORDS DE L'ETAPE, NE PAS SE PENCHER EN ARRIERE COMME CELA EST MOINS STABLE POUR L'UTILISATEUR. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE / UTILISATEUR DE PROCÉDER À UNE ÉVALUATION INITIALE ET RÉGULIÈRE DES RISQUES LOCAUX. VÉRIFIER LA STABILITÉ AVANT UTILISATION. VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT L'ÉTANCHÉITÉ DE TOUTES LES FIXATIONS. UTILISATION PAR LES ENFANTS ET LES TOUT-PETITS SOUS SURVEILLANCE UNIQUEMENT. LES POIGNEES SERVENT UNIQUEMENT DE SUPPORT ET NE SUPPORTENT PAS LE MÊME POIDS QUE LA MARCHÉ.

**DE** DIE SUPPORT-HANDLE WURDE ENTWICKELT, UM MENSCHEN, DIE UNSICHER AUF DEN BEINEN, UM EINE SICHERE ÜBERTRAGUNG ÜBER DEN SCHRITT ZU ERREICHEN, SIND ZU UNTERSTÜTZEN. BEI BEDARF KANN EINE UNTERSTÜTZUNG GRIFF KANN AN BEIDEN SEITEN DER STUFE ANGEBRACHT WERDEN. ES IST NUR ZU VERWENDEN, WENN SIE AUF EINE BIGFOOT HALF STEP AUSGESTATTET. INSTALLIEREN SIE DAS SICHERHEITSPACKET BEFESTIGUNGSMATERIAL; BENUTZEN SIE NICHT DIE UNTERSTÜTZUNG HANDLE OHNE INSTALLATION DES SICHERHEITS-KIT ZUR BEFESTIGUNG. BITTE BEACHTEN SIE DIE INSTALLATIONSANLEITUNG UNTEN GEZEIGT. 1. PASSEN; ENTFERNEN SIE DIE ZWEI ABDECKUNGEN AN DER SEITE DER STUFE, LÖSEN SIE ZWEI SCHRAUBEN VON DER BASIS DES GRIFFS, SETZEN SIE SIE IN DIE ÖFFNUNGEN EIN, BRINGEN SIE DIE SCHRAUBEN WIEDER AN. 2. VOR DEM GEBRAUCH ÜBERPRÜFEN SIE DIE SCHRITT IST SICHER. 3. LAUFFLÄCHE MITTIG AUF DIE TRITTLÄCHE VERMEIDUNG TRETEN AUF DEN ECKEN ODER ENTLANG DER RÄNDER DER SCHRITT NICHT HINTEN LEHNEN, DA DIES WENIGER STABIL FÜR DEN BENUTZER. ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES EIGENTÜMERS / BENUTZERS, EINE ERSTE UND REGELMÄßIGE LOKALE RISIKOBEWERTUNG DURCHFÜHREN. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE STABILITÄT. ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄßIG ALLE BEFESTIGUNGEN AUF FESTEN SITZ. VERWENDUNG VON KINDERN UND KLEINKINDERN NUR UNTER AUFSICHT. GRIFFE DIENEN NUR ZUR UNTERSTÜTZUNG UND TRAGEN NICHT DAS GLEICHE GEWICHT WIE DIE STUFE.

**ES** EL MANGO DE APOYO ESTÁ DISEÑADO PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE SON INESTABLES EN SUS PIES PARA LOGRAR UNA TRANSFERENCIA MÁS SEGURA UTILIZANDO EL PASO. SI SE REQUIERE UN MANGO DE SOPORTE SE PUEDE MONTAR A AMBOS LADOS DEL PASO. SE HA DE UTILIZARSE SÓLO UNA VEZ INSTALADO EN UN PASO Y MEDIO BIGFOOT. INSTALE EL KIT DE FIJACIÓN DE SEGURIDAD, NO USE LA MANIJA DE APOYO SIN NECESIDAD DE INSTALAR EL KIT DE FIJACIÓN DE SEGURIDAD. POR FAVOR, CONSULTE LA GUÍA DE INSTALACIÓN QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. 1. CABER; RETIRE LAS DOS CUBIERTAS AL COSTADO DEL ESCALÓN, DESENROSQUE LOS DOS PERNOS DE LA BASE DE LA MANIJA, INSERTE EN LAS ABERTURAS, VUELVA A COLOCAR LOS TORNILLOS. 2. ANTES DEL USO COMPRUEBE EL PASO SEA SEGURO. 3. RODADURA CENTRALMENTE SOBRE LA SUPERFICIE DE PASO EVITANDO PISAR A LO LARGO DE LAS ESQUINAS O LOS BORDOS DEL PASO, NO SE INCLINE HACIA ATRÁS, YA QUE ES MENOS ESTABLE PARA EL USUARIO. ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO / USUARIO REALIZAR EVALUACIONES DE RIESGO LOCALES INICIALES Y PERIÓDICAS. COMPRUEBE LA ESTABILIDAD ANTES DE SU USO. COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE QUE TODAS LAS FIJACIONES ESTÉN BIEN AJUSTADAS. USO DE NIÑOS Y NIÑOS PEQUEÑOS SOLO BAJO SUPERVISIÓN. LOS MANGOS SON SOLO PARA APOYO Y NO SOPORTAN EL MISMO PESO QUE EL ESCALÓN.

**NL** DE SUPPORT HANDLE IS ONTWERPEN VOOR MENSEN DIE WANKEL OP HUN VOETEN OM EEN VEILIGE OVERDRACHT MET BEHULP VAN DE STAP TE BEREIKEN HELPEN. INDIEN GEWENST KAN EEN ONDERSTEUNINGSHANDGREEP KUNNEN WORDEN AANGEBRACHT AAN BEIDE ZIJDEN VAN DE TREDE. HET MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT WANNEER GEMONTEERD OP EEN BIGFOOT HALF STEP. INSTALLEER DE BEVEILIGING BEVESTIGINGSKIT, WEEFS DE SUPPORT HANDLE NIET GEBRUIKEN ZONDER HET INSTALLEREN VAN DE SECURITY FIXING KIT. RAADPLEEG DE INSTALLATIEHANDLEIDING HIERONDER. 1. PASSEN; VERWIJDER DE TWEE DEKSELS AAN DE ZIJKANT VAN DE TREDE, SCHROEF TWEE BOUTEN LOS VAN DE BASIS VAN DE HENDEL, STEEK DEZE IN DE OPENINGEN EN DRAAI DE BOUTEN OPNIEUW VAST. 2. VOOR HET INCHECKEN GEBRUIK MAKEN VAN DE STAP IS VEILIG. 3. LOOPVLAK CENTRAAL OP DE STAP OPPERVLAK VERMIJDEN STAPPEN OP DE HOEKEN OF LANGS DE RANDEN VAN DE TREDE, NIET ACHTERUIT LEUNEN, OMDAT DIT MINDER STABIEL VOOR DE GEBRUIKER. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EIGENAAR / GEBRUIKER OM EEN EERSTE EN REGELMATIGE LOKALE RISICOBEWAARDING UIT TE VOEREN. CONTROLEER DE STABILITEIT VOOR GEBRUIK. CONTROLEER REGELMATIG OF ALLE BEVESTIGINGEN GOED VASTZITTEN. GEBRUIK ALLEEN ONDER TOEZICHT DOOR KINDEREN EN PEUTERS. HANDGREPEN DIENEN ALLEEN TER ONDERSTEUNING EN DRAGEN NIET HETZELFDE GEWICHT ALS DE TREDE.

**PT** O PUNHO DE SUPORTE É PROJETADO PARA AJUDAR AS PESSOAS QUE SÃO INSTÁVEIS EM SEUS PÉS PARA CONSEGUIR UMA TRANSFERÊNCIA MAIS SEGURA USANDO O PASSO. SE FOR NECESSÁRIO UM CABO DE SUPORTE PODEM SER MONTADOS EM AMBOS OS LADOS DO DEGRAU. É PARA SER USADA APENAS QUANDO INSTALADO NUM MEIO TOM BIGFOOT. INSTALE O KIT DE FIXAÇÃO DE SEGURANÇA. NÃO USE O PUNHO DE SUPORTE SEM INSTALAR O KIT DE FIXAÇÃO DE SEGURANÇA. POR FAVOR, CONSULTE O GUIA DE INSTALAÇÃO MOSTRADO ABAIXO. 1. CABER; RETIRE AS DUAS TAMPAS AO LADO DO DEGRAU, DESAPARAFUSE OS DOIS PARAFUSOS DA BASE DO MANIPULO, INSIRA NAS ABERTURAS, VOLTE A COLOCAR OS PARAFUSOS. 2. ANTES DE USAR VERIFIQUE O PASSO É SEGURO. 3. TREAD CENTRALMENTE SOBRE A SUPERFÍCIE DO DEGRAU EVITANDO PISAR AOS CANTOS OU AO LONGO DAS ARESTAS DA ETAPA, NÃO SE INCLINE PARA TRÁS, COMO ISSO É MENOS ESTÁVEL PARA O UTILIZADOR. É RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO / USUÁRIO REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE RISCO LOCAL INICIAL E REGULAR. VERIFIQUE A ESTABILIDADE ANTES DE USAR. VERIFIQUE PERIODICAMENTE TODAS AS FIXAÇÕES QUANTO AO APERTO. CRIANÇAS E BEBÊS USAM SOMENTE SOB SUPERVISÃO. AS ALÇAS SÃO APENAS PARA SUPORTE E NÃO SUPORTAM A CARGA DO MESMO PESO DO DEGRAU.

**DK** STØTTEFORENINGEN HANDLE ER DESIGNET TIL AT HJÆLPE FOLK, DER ER USIKRE PÅ FØDDERNE FOR AT OPNÅ EN MERE SIKKER OVERFØRSEL VED HJÆLP AF TRIN. HVIS DET KRÆVES ET STØTTEHÅNDTAG KAN MONTERES PÅ BEGGE SIDER AF TRINNET. DET SKAL KUN BRUGES, NÅR MONTERET PÅ EN BIGFOOT HALF STEP. INSTALLER SECURITY FIXING KIT; BRUG IKKE SUPPORT HANDLE UDEN AT INSTALLERE SECURITY FIXING KIT. DER HENVISES TIL INSTALLATIONSGUIDEN VIST EDENFOR. 1. AT PASSE; FJERN DE TO LÅG PÅ SIDEN AF TRINNET, SKRU DE TO BOLTE UD AF BUNDEN AF HÅNDTAGET, INDSÆT I ÅBNINGER, MONTER SKRUEERNE IGEN. 2. FØR BRUG KONTROLLERES SKRIDT ER SIKKER. 3. SLIDBANE CENTRALT PÅ TRINNETS OVERFLADE UNDGÅR AT TRÆDE PÅ TIL HJØRNERNE ELLER LANGS KANTEN AF TRINNET, IKKE LÆN DA DETTE ER MINDRE STABIL FOR BRUGEREN. DET ER EJERENS / BRUGERENS ANSVAR AT FORETAGE EN INDLEDENDE OG REGELMÆSSIG LOKAL RISIKOVURDERING. KONTROLLER STABILITET INDEN BRUG. KONTROLLER MED JÆVNE MELLEMRUM ALLE FASTGØRELSER FOR TÆTHED. KUN TIL BØRN OG SMÅBØRN UNDER OPSYN. HÅNDTAG ER KUN TIL STØTTE OG ER IKKE BÆRENDE MED SAMME VÆGT SOM TRIN.

**EL** Η ΛΑΒΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΒΗΜΑ. ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η ΛΑΒΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ BIGFOOT HALF STEP. ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΙΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΙΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝΑΤΡΕΤΕ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. 1. ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΞΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, ΞΕΒΙΔΩΣΤΕ ΔΥΟ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ, ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ. 2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΒΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ. 3. ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ Η ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΟΥ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ, ΜΗΝ ΓΕΙΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. ΕΛΕΓΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΕΛΕΓΧΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΕΡΕΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ. ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΟΝΟ. ΟΙ ΛΑΒΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ.